

LA SEGURIDAD DEL ELEVADOR DE PACIENTES Y LA ESLINGA



INTRODUCCIÓN

En muchos hospitales, instalaciones de vivienda asistida, centros de fisioterapia y otras instalaciones en las que un paciente puede necesitar ser trasladado de un área a otra, se puede usar un elevador con eslinga. Y si bien estos elevadores y eslingas pueden ser fáciles de usar, la configuración incorrecta de la eslinga y / o el elevador podría exponer tanto al profesional médico como al paciente a daños. En esta lección, cubriremos los diferentes tipos de elevadores y eslingas, los peligros y las prácticas de trabajo seguras asociadas con estos equipos.

TIPOS DE ELEVADORES Y ESLINGAS

Hay muchos tipos diferentes de elevadores que se pueden utilizar dentro y fuera de las instalaciones médicas. Estos elevadores incluyen, pero no se limitan a:

- Elevador manual/hidráulico
- Elevador eléctrico
- Elevador aéreo
- Elevador de pie

Además del elevador, se pueden usar uno o más tipos diferentes de eslingas, dependiendo del paciente y la tarea. Los tipos de eslingas incluyen, pero no se limitan a:

- Eslinga en U
- Eslinga de cuerpo completo
- Eslinga para baño y aseo
- Eslinga de pie



PELIGROS

Cuando utilice el elevador y la eslinga para pacientes, usted y/o el paciente podrían estar expuestos a uno o más de los siguientes peligros:

- Caerse de la eslinga debido a una posición incorrecta del paciente, usar eslingas desgastadas o dañadas, o si la eslinga no está asegurada adecuadamente al elevador
- Vuelco de la unidad por exceder el límite de peso del elevador y/o la eslinga
- Paciente golpeado o golpear un objeto mientras se levanta o se mueve al paciente
- Hacer que el elevador o las sillas de ruedas se muevan involuntariamente mientras se baja al paciente a su posición

LA SEGURIDAD DEL ELEVADOR DE PACIENTES Y LA ESLINGA

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Antes de Usar un Elevador de Pacientes

Antes de usar un elevador de pacientes, debe hacer lo siguiente:

- Lea el manual del propietario o del operador proporcionado por el fabricante.
- Inspeccione el elevador en busca de piezas desgastadas, faltantes, modificadas o dañadas.
 - Informe a su supervisor sobre los elevadores que tienen piezas desgastadas, faltantes, modificadas o dañadas.
 - NO use un elevador que tenga piezas faltantes, modificadas o dañadas para levantar a un paciente.
- Cuando se utilice un modelo eléctrico, asegúrese de que la batería se haya cargado correctamente.
 - Cargue las baterías de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las políticas y procedimientos de su empresa.
- Inspeccione la eslinga en busca de signos de desgaste, roturas u otros signos de desgaste o daño.
 - Informe las eslingas desgastadas o dañadas a su supervisor.
 - NO use eslingas desgastadas o dañadas para levantar a un paciente.
- Asegúrese de que el peso del paciente esté dentro de los límites especificados por el fabricante del elevador y la eslinga.
 - NO exceda los límites de peso del elevador y/o la eslinga.
- Asegúrese de que el elevador funcione correctamente probando los controles del elevador de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las políticas y procedimientos de su empresa.
- Asegúrese de que las sillas de ruedas, inodoros portátiles u otras superficies donde se trasladará al paciente hayan sido preparadas adecuadamente para la transferencia.
 - Por ejemplo, acercar las sillas de ruedas al paciente y luego bloquear las ruedas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las políticas y procedimientos de su empresa.
- Asegúrese de que haya espacio adecuado para que el elevador gire y se mueva hacia el área receptora.
- Asegúrese de que el elevador pueda caber debajo o alrededor de las superficies receptoras y a través de las puertas.

Al Usar un Elevador de Pacientes

Cuando use un elevador de pacientes, debe hacer lo siguiente:

- Solo permita que los empleados capacitados y autorizados operen un elevador de pacientes.
- Asegúrese de que el número adecuado de personas esté disponible para ayudar con el elevador.
 - Por ejemplo, algunas instalaciones pueden requerir que un elevador de pacientes tenga dos personas involucradas en el levantamiento para garantizar la seguridad del paciente.
 - Si tiene preguntas sobre los números de personal para los elevadores de pacientes, por favor hable con su supervisor.
- Asegúrese de que está utilizando la eslinga adecuada para la transferencia.
 - Tenga en cuenta que el médico puede asignar a los pacientes sus propias eslingas.
 - Si tiene preguntas sobre las eslingas y los pacientes, por favor hable con su supervisor.
- Asegúrese de que el paciente se haya colocado correctamente en la eslinga de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las políticas y procedimientos de su empresa.
- Asegúrese de que la base del elevador se haya estabilizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de mover el elevador hacia el paciente.
- Asegúrese de que las cuerdas de la eslinga se hayan bloqueado correctamente en su lugar en la barra/cuna giratoria de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de levantar al paciente de la superficie de descanso.



LA SEGURIDAD DEL ELEVADOR DE PACIENTES Y LA ESLINGA

- Utilice el elevador de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las políticas y procedimientos de su empresa.
- Asegúrese de que el paciente mantenga sus brazos dentro de la eslinga para ayudar a minimizar las posibilidades de que el paciente golpee un objeto.
- Una vez que se haya completado la transferencia del paciente, asegúrese de que la eslinga esté asegurada o retirada de la superficie de descanso de acuerdo con las políticas y procedimientos de su empresa.
- Cuando no se utilicen, los elevadores y las eslingas de pacientes deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las políticas y procedimientos de su empresa.

CONCLUSIÓN

Para concluir, los elevadores y las eslingas de pacientes se utilizan en una variedad de instalaciones médicas para ayudar a mover a los pacientes de una superficie de descanso a otra. Y si bien estos equipos pueden facilitar el movimiento de los pacientes, el uso inadecuado del elevador o la eslinga podría exponerlo a usted y / o al paciente a daños. Para ayudar a minimizar las posibilidades de que ocurra un accidente, los elevadores y las eslingas deben usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las políticas y procedimientos de su empresa. Si tiene preguntas sobre su elevador o eslingas, por favor hable con su supervisor.

